

Produktinformationen

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD JOKER - KINDER

Ein neuer Verbandkoffer aus der SÖHNGEN®-Serie Programm 2000 CD für die Erste-Hilfe-Versorgung aus einer Einheit mit 3 einzeln geschützten Ebenen. Übersichtliche, kontrollierte und gesicherte Lagerung der wertvollen und sensiblen Inhaltsteile wird damit gewährleistet.

Jede Ebene ist eine eigene Abteilung, deren Inhalt durch die transparenten Abdeckplatten sicher, übersichtlich und vor Beschädigung geschützt auch langfristig gelagert werden kann.

Der Erste-Hilfe-Verbandkoffer KINDER hat eine exklusive Ausstattung mit speziellen Kinderverbandmitteln. QUICK-CD JOKER - KINDER ist auf Grund seiner umfassenden Inhalte für die Einrichtung von Kita und Grundschule hervorragend geeignet. Alle Inhaltsteile in kindgerecht angepassten Ausführungen, die Abmessungen entsprechen den Erfordernissen für eine sachgerechte Versorgung von Kindern bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die optische Gestaltung vermittelt auch für die kleinen Patienten einen vertrauenserweckenden Eindruck.



Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - JOKER

- Maße: 260 x 170 x 170 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Drei einzelne, mit transparenten Abdeckplatten geschützte und separat zugängliche Ebenen
- Umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- Leichtgängige Drehverschlüsse
- Verstärkter Tragegriff
- Plombier Vorrichtung und Sicherheitsplombe
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Produktinformationen

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD JOKER - KINDER

Artikel-Nr.	0350110
GTIN	4250108820369
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301

Höhe in mm	260
Breite in mm	170
Tiefe in mm	110
Gewicht in kg	2,096

Norm

Farbe orange

Material ABS-Kunststoff

Wasserfest

Abschließbar nein

Spritzwassergeschützt

Wandhalterung

Arzneimittel Kein Arzneimittel

Medizinproduktklasse Kein Medizinprodukt

Biozid nein

PSA

PZN

BfArM Zul-Nr.

BAuA Reg-Nr.

EMDN

Basis UDI

UDI-DI

UN-Nr.

O2 in Liter 0