


## Produktinformationen

### Verbandschrank EUROSAFE orange mit Füllung nach ÖNORM Z 1020 2

Kaltgewalztes Qualitäts-Feinblech. Abkantbauweise, punktgeschweißt. UV-stabil pulverbeschichtet. Lackierung orange, schlag- und kratzfest, fett- und ölbeständig. Eintürig, verschließbar, zwei feste Fachböden. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür. Mit Füllung nach ÖNORM Z 1020-2.



Artikel-Nr.	0390003
GTIN	4250108809616
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	490
Breite in mm	560
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	14,66
Norm	
Farbe	
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0