

## Produktinformationen

### Sanitäts-Pflege-Tasche

Tasche für den häuslichen Pflegedienst.

Inhalt: beispielsweise Blutdruckmesser, Stethoskop, Fieberthermometer, Instrumente, Insulinspritzen, Einwegspritzen und -kanülen, Venenstauer, Verbandstoffe, steriles Katheter Basis-Set für Dauerkatheterismus mit Tüchern, Tupfern usw., Ballonkatheter, Urinbeutel, Magensonden, Nierenschale, Absaugkatheter, u.a.m.

Tasche

- Maße: 490 x 260 x 290 mm
- Material: stabiles, reißfestes Nylogewebe, orange
- Mit rückseitiger PVC-Beschichtung
- Bodenteil 120 mm hoch, darin Hartschaleneinsatz mit Facheinteilungen
- Oberteil durch Reißverschluss ganz abklappbar
- Taschenoberteil mit Gummibandschlaufen und Stecktaschen für Kleinmaterial im Deckelinnenfach
- Zwei längenverstellbare Tragegurte



Artikel-Nr.	0405020
GTIN	4250108813934
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301

Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	4,074
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Enthält Arzneimittel
Medizinproduktklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	1987/1219
O2 in Liter	0