

## Produktinformationen

### Verbandschrank PARIS Industrie Norm

Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden. Kann durch einen Zusatz-Einlegeboden und Schublade erweitert werden.

Hochwertige Füllung nach DIN 13 169. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.

- Maße: 402 x 462 x 112 mm

- Material: Stahlblech, weiß



Artikel-Nr.	0501006
GTIN	4250108800750
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	402
Breite in mm	462
Tiefe in mm	112
Gewicht in kg	5,751
Norm	DIN 13169
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0