

Produktinformationen

ANBAUSAFE Erste-Hilfe-Trage gefüllt weiß

Technische Details:

- Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag- und kratzfester Polyurethanlack, fett- und ölbeständig

- Sicherheits-Zylinderschloss
- Notschlüsselfach mit Glasabdeckung im Feuermelderprinzip in der Türmitte
- Inkl. Bedruckung und Kennzeichnung
- Maße: 1.120 x 490 x 200 mm

Inhalt:

- Krankentrage 2 x klappbar
- SÖHNGEN® Rettungssitz
- SÖHNGEN® Rettungstuch
- Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, stationär und mobil einsetzbar
- zwei Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken
- Taschenlampe

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



Artikel-Nr.	0501055
GTIN	4250108807575
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040805
eclass 5	40049105
Höhe in mm	1120
Breite in mm	490
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	35,552
Norm	
Farbe	
Material	Stahlblech

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Produktinformationen

ANBAUSAFE Erste-Hilfe-Trage gefüllt weiß

Wasserfest

Abschließbar ja

Spritzwassergeschützt

Wandhalterung ohne