

## Produktinformationen

### Orion-Reflex Decke 200 x 150 cm

Sehr strapazierfähige Allzweck-Schutzdecke, pflegeleicht, desinfizierbar, für den Dauergebrauch geeignet. Dreifach-Verbundmaterial aus aluminiumbedampfter Polyesterfolie mit Polyestergerüstgewebe und PE-Folie. Kanten eingefasst, Ecken abgerundet, verstärkt und mit Ösen versehen. In PE-Schnellverschlussbeutel.



Artikel-Nr.	0704001
GTIN	4250108820048
Zolltarif-Nr.	39219060
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	350
Breite in mm	260
Tiefe in mm	11
Gewicht in kg	0,508
Norm	
Farbe	grün / silber
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0