

## Produktinformationen

### aluderm® Quickverband groß

Der absolut unkomplizierte Momentverband, zusätzliche Endfixierung ist nicht erforderlich. Aluminiumbedampfte aluderm® Kompresse, auf selbsthaftende Kohäsiv-Binde aufgesiegelt. Einzel steril in Peelpackung.

aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes.

aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m<sup>2</sup>) und hydrophobisierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr.           | 1003198       |
| GTIN                  | 4250108803188 |
| Zolltarif-Nr.         | 30059050      |
| Herkunftsland         | DE-HE         |
| eclass 4              | 34030301      |
| eclass 5              | 34030101      |
| Höhe in mm            | 128           |
| Breite in mm          | 122           |
| Tiefe in mm           | 8             |
| Gewicht in kg         | 0,01          |
| Norm                  |               |
| Farbe                 | weiß          |
| Material              |               |
| Wasserfest            |               |
| Abschließbar          | nein          |
| Spritzwassergeschützt |               |
| Wandhalterung         | ohne          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Arzneimittel          | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Klasse I(s)       |
| Biozid                | nein              |
| PSA                   |                   |
| PZN                   | 11047855          |
| BfArM Zul-Nr.         |                   |
| BAuA Reg-Nr.          |                   |
| EMDN                  | M040202           |
| Basis UDI             | 42501088004HS     |
| UDI-DI                | 04250108803188    |
| UN-Nr.                |                   |
| O2 in Liter           | 0                 |