

DermaCare® Kompressen 10 x 10 cm 50 Stück in Steriltüte

DermaCare® - die schonende Wundversorgung. Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/m². Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde. Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen. Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.



Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040204
Basis UDI	42501088002HN
UDI-DI	04250108821205
UN-Nr.	
O2 in Liter	0