

Produktinformationen

WS-elast. Binde 4 m x 10 cm

Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-elast. Binde passt sich allen Körperformen an, ist schnell und einfach anzulegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen. Kein Abschnüren. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode grün.



| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1004012 |
| GTIN | 5605622057163 |
| Zolltarif-Nr. | 30059099 |
| Herkunftsland | PT |
| eclass 4 | 34030301 |
| eclass 5 | 34030101 |
| Höhe in mm | 120 |
| Breite in mm | 50 |
| Tiefe in mm | 30 |
| Gewicht in kg | 0,018 |
| Norm | DIN 61634 |
| Farbe | weiß |
| Material | |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ohne |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Klasse I |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | 00007491 |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | |
| Basis UDI | |
| UDI-DI | |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |