

## Produktinformationen

### aluderm®-aluplast elastisch Hygienepackung 10 x 6 cm 50 Stück

aluderm®-aluplast elastisch - Hygienepackung.  
 Aluminiumbedampftes aluderm®-aluplast  
 Wundverbandpflaster, 6 cm breit, in Abschnitten à 10 cm  
 einzeln eingesiegelt, kann nach Bedarf einzeln entnommen  
 und zugeschnitten werden. In Standkarton.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-  
 aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit  
 aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und  
 Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert  
 nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und  
 Heilung helfen, ist atmungsaktiv.

aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial  
 hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders  
 hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der  
 Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich  
 aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen  
 Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen  
 mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders  
 geeignet.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln  
 hygienisch eingesiegelt. Die Einzelverpackung bietet  
 bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt  
 vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.



Artikel-Nr.	1009108
GTIN	4250108813927
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101

Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,126
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010101
Basis UDI	42501088110HS
UDI-DI	04250108813927
UN-Nr.	
O2 in Liter	0