

## Produktinformationen

### SÖHNGEN®-Silk 5 m x 1,25cm

Heftpflaster aus weißem Taftgewebe, längs- und querreißbar, sehr hautverträglich, hoch zugfest, luftdurchlässig, schmerzlos zu entfernen, leicht zu beschriften.

Auf Spule mit Kunststoffschutzring.



Artikel-Nr.	1009132
GTIN	4250108808879
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	CN
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	55
Breite in mm	32
Tiefe in mm	55
Gewicht in kg	0,02
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00008071
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M050101
Basis UDI	42501088117J8
UDI-DI	04250108808879
UN-Nr.	
O2 in Liter	0