

Produktinformationen

Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt

Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen:

- 30 Strips 72 x 25 mm
- 30 Strips 72 x 19 mm
- 25 Fingerkuppenverbände
- 20 Fingerverbände 120 x 20 mm
- 10 Fingergelenkverbände
- Miniblock Notfallversorgungsnachweis

- Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz

- Maße: 160 x 122 x 57 mm

- Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach

- Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt

- Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar sein



aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.

| | |
|---------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1009910 |
| GTIN | 4250108801313 |
| Zolltarif-Nr. | 30051000 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 34030301 |
| eclass 5 | 34030101 |
| Höhe in mm | 57 |
| Breite in mm | 122 |
| Tiefe in mm | 160 |
| Gewicht in kg | 0,314 |
| Norm | |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Kein Medizinprodukt |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | 00202525 |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | |
| Basis UDI | |
| UDI-DI | |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |

Produktinformationen

Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt

| | |
|-----------------------|----------------|
| Farbe | orange |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ja |