

Produktinformationen

ST-Handgelenk-Stützbandage Grösse 1 - 14-16 cm

Geschlossene Gelenkschlinge mit individuell regulierbarem Klettverschluss. Hochelastisches Gewebe, waschbar, kräftige Struktur, sichere Stützfunktion. Bewegungsfreiheit und Blutzirkulation bleiben erhalten. Zur Vorbeugung und Stütze bei allen starken Belastungen und Überbeanspruchungen im Sport oder Beruf.



Artikel-Nr.	1010029
GTIN	4250108801559
Zolltarif-Nr.	30059099
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,041
Norm	
Farbe	braun
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinproduktklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M03040299
Basis UDI	42501088122HZ
UDI-DI	04250108801559
UN-Nr.	
O2 in Liter	0