

## Produktinformationen

### Untersuchungsliege Stahlrohr Kopfteil verstellbar schwarz

In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten.

- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm, Trägerplatte: 22 mm
- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark
- Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend
- Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr
- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



Artikel-Nr.	6001018S
GTIN	4250108801870
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	36,568
Norm	
Farbe	
Material	Stahl
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V080603
Basis UDI	42501088101HR
UDI-DI	04250108801870
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Verstellbares Kopfteil	ja
Verstellbares Fußteil	nein
Liegefläche Länge in mm	2000
Liegefläche Breite in mm	700
Liegehöhe in mm	650