

## Produktinformationen

### Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst. waag. Schwarz

Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz. Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten.

SÖHNGEN® Wandklappliegen - eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.

- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm

- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark

- Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend

- Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr

- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet

- Klappmechanismus mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel

- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



Artikel-Nr.	6001224S
GTIN	4250108801689
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	PL
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701

Höhe in mm	500
Breite in mm	2000
Tiefe in mm	700
Gewicht in kg	36,912
Norm	
Farbe	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V080603
Basis UDI	42501088101HR
UDI-DI	04250108801689
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

## Produktinformationen

### Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopfteil verst. waag. Schwarz

Material	Stahl	Verstellbares Kopfteil	ja
Wasserfest		Verstellbares Fußteil	nein
Abschließbar		Liegefläche Länge in mm	2000
Spritzwassergeschützt		Liegefläche Breite in mm	700
Wandhalterung		Liegehöhe in mm	500