

Produktinformationen

aluderm Wundpflaster Mix klassisch

aluderm® Wundpflaster klassisch ist der Allrounder in unserer aluderm®-Reihe. Dank der aluminiumbedampften Wundaufgabe verklebt aluderm® nicht mit Wunde und die hochwertige Qualität von aluderm® gewährleistet, dass das Wundpflaster nicht fasert, stark saugend und atmungsaktiv ist sowie die Hautbildung und Heilung durch Wundruhe fördert. aluderm® Wundpflaster klassisch polstert die Wunde optimal ab und schützt sie vor äußeren Einflüssen. Durch die extrastarke Klebekraft haftet das Wundpflaster zuverlässig auf der Haut. aluderm® Wundpflaster klassisch sind einzeln hygienisch eingeschiegelt. Dies schützt vor Verschmutzung und erhöht die Sicherheit, Lagerfähigkeit und Haltbarkeit der Wundpflaster. aluderm® ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen wie Verbrennungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen.



Artikel-Nr.	1008304
GTIN	4250108830610
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	FR
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	135
Breite in mm	90
Tiefe in mm	20
Gewicht in kg	0,025
Norm	
Farbe	
Material	Textilstoff
Wasserfest	ja
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	nein
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	nein
PZN	19455097
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	42501088135JA
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com