

## Produktinformationen

### Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm

Verbandtuch SO. PP-Vlies, Saugfähigkeit ca. 125 g/m<sup>2</sup>.  
 Entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13 152.  
 Einzeln steril in Peelpackung.



Artikel-Nr.	1003009
GTIN	4250108808138
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	159
Breite in mm	125
Tiefe in mm	11
Gewicht in kg	0,018
Norm	DIN 13152
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040299
Basis UDI	42501088006HW
UDI-DI	04250108808138
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com