

Produktinformationen

aluderm20 Verbandpäckchen mittel mit Box

Das aluderm Verbandpäckchen kombiniert eine aluminiumbedampfte Wundkomresse mit einer elastischen aluderm Fixierbinde und bietet somit eine effektive und komfortable Erstversorgung von Wunden. Die aluminiumbedampfte Komresse verhindert das Verkleben mit der Wunde und ist aufgesiegelt auf einer elastischen aluderm Fixierbinde. Dies gewährleistet eine einfache und sichere Anwendung. Die aluderm Fixierbinde stranguliert nicht und sorgt so für angenehmen Halt ohne Einschnüren. Die einzeln sterile Verpackung bietet höchste Hygiene und Sicherheit. Entspricht der DIN 13151 und ist ideal für den privaten Gebrauch, Erste-Hilfe-Kits, Betriebe, Rettungsdienste und Kliniken.



Artikel-Nr.	1008322
GTIN	4250108832256
Zolltarif-Nr.	
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	140
Breite in mm	40
Tiefe in mm	40
Gewicht in kg	0,02
Norm	
Farbe	silber
Material	
Wasserfest	nein
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	nein
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	nein
PZN	19772774
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com