

Produktinformationen

Replantat Arm

Replantat Beutel, um amputierte Glieder zu transportieren. Das Produkt funktioniert mit zwei ineinander liegenden Beuteln. Beide sind wiederverschließbar. Beide sind wiederverschließbar. Das Amputat wird in den Innenbeutel gelegt, wo es mittels Kälte-Sofort-Kompressen im Außenbeutel gekühlt werden kann.



Artikel-Nr.	0101142
GTIN	4250108820840
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	
Breite in mm	200
Tiefe in mm	33
Gewicht in kg	0,91
Norm	
Farbe	blau
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	nein
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com