

Produktinformationen

SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY

Diese universelle Beatmungshilfe reduziert das Kontaminationsrisiko und hilft die Hemmschwelle bei der Atemspende zu überwinden. Passt noch in jede Geldbörse und bietet guten Schutz für Helfer und Patient. Es ist durch die großzügige Auflagefläche für die Beatmung von Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase gleichermaßen geeignet. Der hydrophobe Beatmungsfilter BT-DRY ist feinporig und besitzt beidseitig feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften. Zur leichteren Unterscheidung ist die Folie auf der Anwenderseite bedruckt, vorgestanzte Ohrbügel zur Befestigung am Patienten verhindern ein Verrutschen.



Artikel-Nr.	0103001
GTIN	4250108807483
Zolltarif-Nr.	90192020
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	80
Breite in mm	130
Tiefe in mm	1
Gewicht in kg	0,009
Norm	
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V9099
Basis UDI	42501088124J5
UDI-DI	04250108807483
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com