

Produktinformationen

aluderm® Air-Vita® Bi-Protect

Die Beatmungshilfe mit der 2-fachen Sicherheit. Vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient während der Beatmung. Kein Verletzungsrisiko in der Anwendung durch Laienhelfer. Air-Vita® Bi-Protect besteht aus einer dicht abschließenden, anatomiegerecht geformten Mund-Nase-Maske, einer transparenten Gesichtsschürze und einem Beatmungsrohr mit dichtschießendem 2-Wege-Ventilsystem. Dieses Beatmungsrohr enthält einen Schutzfilter gegen Speichelübertragung, die Ausatemluft des Patienten entweicht durch seitliche Öffnungen. Air-Vita® Bi-Protect ist einfach zusammenzustecken, die Kompaktpackung passt noch problemlos in jeden Notfall- oder Erste-Hilfe-Koffer.



Artikel-Nr.	0103007
GTIN	4250108801597
Zolltarif-Nr.	90192020
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	180
Breite in mm	120
Tiefe in mm	70
Gewicht in kg	0,038
Norm	
Farbe	durchsichtig
Material	Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	03459578
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V9099
Basis UDI	42501088125J7
UDI-DI	04250108801597
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com