

## Produktinformationen

### Feuerwehr-Rucksack Lifebag L - DIN 14142

Moderner Notfallrucksack mit hochwertiger DIN 14142 Füllung. Der Notfallrucksack Lifebag L ist ein Allroundtalent inkl. Reflektionselementen. Im geräumigen Hauptfach sind fünf Innentaschen enthalten. Für eine bessere Übersicht haben die Innentaschen unterschiedliche Farben (grün, orange, rot, gelb und blau). Der Innenraum lässt sich durch einen Trennsteg einteilen. Lifebag L verfügt über zwei Fronttaschen: eine große für weiteres Material und eine kleine mit praktischen Fächern für Stifte und andere Kleinigkeiten. Die beiden Seitentaschen ermöglichen einen schnellen Zugriff auf z. B. BMG/Stethoskop, Verbandmittel oder Abwurfbehälter. Zusätzlich befindet sich an beiden Seiten ein MOLLE-System zur Aufnahme weiterer Taschen oder Ausrüstung. Der Lifebag L ist inkl. abnehmbarer Schultergurte mit Brustgurt. Diese werden am oberen Ende mit einem Steckverschluss an stabilen Ringen befestigt. Auf der Front befindet sich eine Flauschfläche (23x5 cm) sowie ein Klarsicht-Einschubfach zur einfachen Beschriftung des Rucksacks.



Artikel-Nr.	0302621
GTIN	4250108829997
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40030407
eclass 5	40020301
Höhe in mm	470
Breite in mm	370
Tiefe in mm	220
Gewicht in kg	3,9
Norm	DIN 14142
Farbe	rot
Material	Polyester-Hochfestgeweb
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	ja
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	nein
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>