

Produktinformationen

Ruck-Zuck Bereitschaftstasche Norm DIN 13157

Inhalt: Füllung nach DIN 13157. Rollfalttasche aus beschichtetem Kunstfasergewebe in orange, pflegeleicht. Tragegurt mit Schulterpolster, verstellbar, alle Taschenverschlüsse mit Klettband. Zwei sich gegenüberliegende Fächer, jeweils mit Kunststoffbox verstärkt und mit Abdecklasche einzeln verschließbar, beim Öffnen der Tasche entsteht ein geschütztes Ablage- und Arbeitsfach. Maße: 280 x 250 x 150 mm.



Artikel-Nr.	0404010
GTIN	4250108808763
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	280
Breite in mm	250
Tiefe in mm	130
Gewicht in kg	1,798
Norm	
Farbe	rot
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com