

Produktinformationen

Notfall-Tasche SÖHNGEN® leer orange

Tasche - Maße: 290 x 490 x 260 mm - Material: stabiles reißfestem Nylongewebe in orange mit rückseitiger PVC-Beschichtung - Bodenteil 120 mm hoch, darin Hartschaleneinsatz mit Facheinteilungen - Oberteil durch Reißverschluss ganz abklappbar - Taschenoberteil mit Gummibandschlaufen und Stecktaschen für Kleinmaterial im Deckelinnenfach - Zwei längenverstellbare Tragegurte



Artikel-Nr.	0405002
GTIN	4250108814047
Zolltarif-Nr.	42029298
Herkunftsland	RO
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	1,745
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinproduktklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com