

Produktinformationen

Lifebag M rot Sport inkl. LifePad

Moderne Notfalltasche inkl. Reflektionselementen und Tragegurt für mehr Sicherheit. Die kompakte Notfalltasche Lifebag M red Sport ist mit einer qualitativ hochwertigen Füllung DIN 13157 sowie notwendigen Ergänzungen zur Behandlung von Sportverletzungen ausgestattet. Zusätzlich beinhaltet die Tasche im Deckel ein LifePad®, eine Kleiderschere, ein Beatmungstuch BT-DRY und Einmal-Handschuhe für eine schnelle Erste Hilfe im Notfall. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung des LifePad® hilft Ihnen im Falle einer Reanimation, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LEDs erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck. Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor. Die Erste-Hilfe-Tasche Lifebag M red Sport ist die perfekte Ausstattung für Ihren Verein. So haben Sie alle notwendigen Materialien immer schnell zur Hand.



Artikel-Nr.	0405049
GTIN	4250108829713
Zolltarif-Nr.	42029219
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40030407
eclass 5	40020301
Höhe in mm	300
Breite in mm	490
Tiefe in mm	280
Gewicht in kg	3,46
Norm	DIN 13157
Farbe	rot
Material	Polyester-Hochfestgeweb
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	ja
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	nein
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	1950
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhnngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com