

Produktinformationen

Lifebag M rot inkl. 1 FT, 2 ST

Geräumige Notfalltasche für mehr Ausrüstung inkl. Reflektionselementen und Tragegurt. Das große Hauptfach ist durch modulare Trennsteg in ein großes und bis zu drei kleine Fächer unterteilbar, sodass man schnell und einfach an die Materialien herankommt. Zusätzlich sind am Deckel Gummischlaufen angebracht. Im Deckelinneren befindet sich ein Dokumentenfach, auf der Außenseite ein großes Klarsichtfach. Diese sind von außen zusätzlich mit einem MOLLE-System versehen für weitere Taschen oder Holster. Auf der Rückseite befindet sich eine Flauschfläche (35x4 cm), auf der Fronttasche ein Klarsicht-Einschubfach zur einfachen Beschriftung der Lifebag M Notfalltasche.



Artikel-Nr.	0405050
GTIN	4250108829553
Zolltarif-Nr.	42029219
Herkunftsland	CN
eclass 4	40030407
eclass 5	40020301
Höhe in mm	300
Breite in mm	490
Tiefe in mm	280
Gewicht in kg	1,625
Norm	
Farbe	rot
Material	Polyester-Hochfestgeweb
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	ja
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	nein
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com