

Produktinformationen

Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß

Verbandschrank HEIDELBERG. 302 x 362 x 140 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, ein Einlegeboden. Die Inneneinrichtung kann durch einen zusätzlichen Einlegeboden und einer Schublade erweitert werden. Hochwertige Füllung nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.



| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 0501001 |
| GTIN | 4250108801276 |
| Zolltarif-Nr. | 30065000 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 40040307 |
| eclass 5 | 40020301 |
| Höhe in mm | 362 |
| Breite in mm | 302 |
| Tiefe in mm | 140 |
| Gewicht in kg | 4,7 |
| Norm | DIN 13157 |
| Farbe | weiß |
| Material | Stahlblech |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | ja |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ohne |

| | |
|-----------------------|--|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Kein Medizinprodukt |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | 00119008 |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | |
| Basis UDI | |
| UDI-DI | |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |
| Hersteller | W.Söhnngen GmbH |
| Hersteller Website | www.soehngen.com |
| Hersteller Kontakt | info@soehngen.com |