

## Produktinformationen

### Verbandschrank PARIS Industrie Norm

Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden. Kann durch einen Zusatz-Einlegeboden und Schublade erweitert werden. Hochwertige Füllung nach DIN 13 169. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung. - Maße: 402 x 462 x 112 mm - Material: Stahlblech, weiß



Artikel-Nr.	0501006
GTIN	4250108800750
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	402
Breite in mm	462
Tiefe in mm	112
Gewicht in kg	7
Norm	DIN 13169
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>