

Produktinformationen

ANBAUSAFE Erste-Hilfe-Trage gefüllt orange

Technische Details: - Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag- und kratzfester Polyurethanlack, fett- und ölbeständig - Sicherheits-Zylinderschloss - Notschlüsselfach mit Glasabdeckung im Feuermelderprinzip in der Türmitte - Inkl. Bedruckung und Kennzeichnung - Maße: 1.120 x 490 x 200 mm Inhalt: - Krankentrage 2 x klappbar - SÖHNGEN® Rettungssitz - SÖHNGEN® Rettungstuch - Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, stationär und mobil einsetzbar - zwei Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken - Taschenlampe Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



Artikel-Nr.	0501051
GTIN	4250108801627
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040805
eclass 5	40049105
Höhe in mm	1120
Breite in mm	490
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	35,552
Norm	
Farbe	orange
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com