

## Produktinformationen

### Verbandschrank JUNIORSAFE Norm orange

Mit Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Verbandschrank JUNIORSAFE - Maße: 490 x 420 x 200 mm - Material: Qualitäts-Feinblech - Eintürig, verschließbar - Notschlüsselfach in der Tür - Ein fester Fachboden - Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln



Artikel-Nr.	0503013
GTIN	4250108801320
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	490
Breite in mm	420
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	11,704
Norm	DIN 13157
Farbe	
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	11047938
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>