

Produktinformationen

aluderm® Rettungsdecke 210 x 160 cm

Im Hochvakuum aluminiumbedampfte Folie, Maße: 210 x 160 cm, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern, auch als Hitzeschutz verwendbar. Vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie Kfz.-Verbandkasten nach DIN 13164. Die Rettungsdecke sollte auch in keiner anderen Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen. Silber/gold, in PE-Beutel.



Artikel-Nr.	0701001
GTIN	4250108801306
Zolltarif-Nr.	39206219
Herkunftsland	CN
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	115
Breite in mm	121
Tiefe in mm	9
Gewicht in kg	0,06
Norm	
Farbe	silber / gold
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	11048062
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	T0399
Basis UDI	42501088126J9
UDI-DI	04250108801306
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com