


## Produktinformationen

### Baldur-Silberwindel mit Kapuze

Baldur-Silberwindel. Im Hochvakuum beidseitig mit reinem Aluminium bedampfte Polyesterfolie zur Wärmekonservierung und Verhinderung des Abfalls der Körpertemperatur bei Säuglingen und Kleinkindern. Baldur-Silberwindel ist durch beidseitige Aluminiumbedampfung besonders hautverträglich. Gas- und strahlensterilisierbar.



Artikel-Nr.	0703003
GTIN	4250108820147
Zolltarif-Nr.	39206219
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	120
Breite in mm	170
Tiefe in mm	5
Gewicht in kg	0,018
Norm	
Farbe	silber
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	11047996
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	T0399
Basis UDI	42501088127JB
UDI-DI	04250108820147
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com