

## Produktinformationen

### aluderm® Kinder Rettungsdecke silber-gold 160 x 120 cm

Die Rettungsdecke kann Auskühlung und Unterkühlung verhindern und sollte in keiner Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen. Im Hochvakuum mit reinem Aluminium bedampfte Folie, die Körperwärme reflektieren, Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung verhindern und auch als Hitzeschutz verwendet werden kann. - Maße: 160 x 120 cm - Kindgerechte Abmessung - Einzeln verpackt



Artikel-Nr.	0750020
GTIN	4250108809838
Zolltarif-Nr.	39206219
Herkunftsland	CN
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	155
Breite in mm	15
Tiefe in mm	100
Gewicht in kg	0,08
Norm	
Farbe	silber / gold
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00118658
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	T0399
Basis UDI	42501088126J9
UDI-DI	04250108809838
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>