

Produktinformationen

aluderm20® Verbandtuch DIN SO 80 x 120 cm

Verbandtuch SO. PP-Vlies, Saugfähigkeit ca. 125 g/m².
 Entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13 152.
 Einzeln steril in Peelpackung.



Artikel-Nr.	1003010
GTIN	4250108813408
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	130
Breite in mm	230
Tiefe in mm	17
Gewicht in kg	0,032
Norm	DIN 13152
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040299
Basis UDI	42501088006HW
UDI-DI	04250108813408
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com