

Produktinformationen

DermaCare® Kompreße 20 x 30 cm

Einzeln steril in Peelpackung. DermaCare® - die schonende Wundversorgung. Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/m². Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde. Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen. Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.



Artikel-Nr.	1003100
GTIN	4250108821120
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,025
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040204
Basis UDI	42501088002HN
UDI-DI	04250108821120
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W. Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehtngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehtngen.com