

## Produktinformationen

### aluderm® alufinger Set 2

Gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband mit innenliegender, aluminiumbedampfter Wundauflage, steril in Peelpackung. Leicht anzuwenden, einfacher Verbandwechsel, mit Lederfingerling fixieren. aluderm® alufinger Set 2 mit 3 alufinger und 1 beigegefügt Lederfingerling, in PE-Druckverschlussbeutel. aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyesterfließ, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m<sup>2</sup>) und hydrophobisierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.



Artikel-Nr.	1003222
GTIN	4250108827047
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	190
Breite in mm	2
Tiefe in mm	120
Gewicht in kg	0,026
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	11048317
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com

## Produktinformationen

### aluderm® alufinger Set 2