

## Produktinformationen

### aluderm® Kompressen 5 x 5 cm 50 Stück in Steriltüte

Aluminiumbedampfte Wundauflage mit starker Sauglage zur Versorgung oberflächlicher Wunden, wie Schürfwunden, Verbrennungen oder Schnittwunden. - für Brandwunden (1. + 2. Grad) geeignet - verklebt nicht mit der Wunde - fördert die Wundheilung



Artikel-Nr.	1003225
GTIN	4250108820727
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	190
Breite in mm	30
Tiefe in mm	110
Gewicht in kg	0,022
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	03446073
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088001HL
UDI-DI	04250108820727
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>