

Produktinformationen

DERMOTEKT® Übungs-Kompresse 10 x 10 cm 2 Stück unsteril

Übungs-Kompressen, 10 x 10 cm, à 2 Stück
 siegelverpackt, unsteril. DERMOTEKT®-Verbandstoff.
 Vollvolumiges Polyestervlies, hohe Saugfähigkeit 1.000
 g/m², übertrifft die Anforderungen der DIN 13 152. Glatte
 Oberflächen, kein Verkleben oder Haften an Wundflächen,
 keine Dochtwirkung. Physiologisch unbedenklich,
 atmungsaktiv, geschmeidig, ohne chemische Bindemittel
 und optische Aufheller. Farbcode grau/rot.



Artikel-Nr.	1003409
GTIN	4250108821212
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	100
Breite in mm	100
Tiefe in mm	5
Gewicht in kg	0,006
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com