

Produktinformationen

WS-Universal-Binde 5 m x 10 cm

Feingewebe Polyamid/Baumwolle, dauerelastisch, ca. 70 % dehnbar, mittlere Kompression, stützt und entlastet, waschbar, einzeln in Zellglas verpackt. Farbcode pink.



Artikel-Nr.	1004117
GTIN	5605622057255
Zolltarif-Nr.	30059099
Herkunftsland	PT
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,036
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00007539
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	56056221112001HN
UDI-DI	05605622057255
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	Bastos Viegas, s.a.
Hersteller Website	www.bastosviegas.com
Hersteller Kontakt	fpestana@bastosviegas.c