

## Produktinformationen

### Mullkomresse 5 x 5 cm unsteril 100 Stück

Verbandmull DIN EN 14079 BW 17-fdg., 8-fach gelegt,  
 Schnittkanten innen. Packung à 100 Stück, unsteril.



Artikel-Nr.	1005059
GTIN	4250016410423
Zolltarif-Nr.	30059031
Herkunftsland	CN
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,054
Norm	DIN 61630
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	04852705
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	GMN42500164W001class
UDI-DI	04250016410423
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	Meditrade GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.meditrade.de">www.meditrade.de</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:tatjana.kurz@meditrade.d">tatjana.kurz@meditrade.d</a>