

## Produktinformationen

### aluderm®-aluplast elastisch Hygienepackung 10 x 6 cm 50 Stück

aluderm®-aluplast elastisch - Hygienepackung.  
Aluminiumbedampftes aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster, 6 cm breit, in Abschnitten à 10 cm einzeln eingesiegelt, kann nach Bedarf einzeln entnommen und zugeschnitten werden. In Standkarton. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.



Artikel-Nr.	1009108
GTIN	4250108813927
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,126
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010101
Basis UDI	42501088110HS
UDI-DI	04250108813927
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	<a href="http://www.soehngen.com">www.soehngen.com</a>
Hersteller Kontakt	<a href="mailto:info@soehngen.com">info@soehngen.com</a>