

Produktinformationen

aluderm®-aluplast stabil 50 Stück à 10 x 6 cm

Pflasterzuschnitte 10 cm lang, jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundaufflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast stabil: Trägermaterial transparente PE-Folie, sehr widerstandsfähig, wasserfest, für starke Beanspruchungen auch durch Feuchtigkeit und Schmutz geeignet. Die verwendete Polyacrylat-Klebmasse wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert.



| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1009154 |
| GTIN | 4250108819639 |
| Zolltarif-Nr. | 30051000 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 34030301 |
| eclass 5 | 34030101 |
| Höhe in mm | |
| Breite in mm | |
| Tiefe in mm | |
| Gewicht in kg | 0,13 |
| Norm | DIN 13019 |
| Farbe | weiß |
| Material | |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ohne |

| | |
|-----------------------|--|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Klasse I |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | M04010102 |
| Basis UDI | 42501088111HU |
| UDI-DI | 04250108819639 |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |
| Hersteller | W.Söhngen GmbH |
| Hersteller Website | www.soehngen.com |
| Hersteller Kontakt | info@soehngen.com |