


Produktinformationen

aluderm®-aluplast elastisch 1 m x 8 cm - in Abschnitten

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster in Abschnitten. Pflaster in 10 cm-Abschnitten, jeweils einzeln eingeseigelt. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingeseigelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.



Artikel-Nr.	1009188
GTIN	4250108807025
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	125
Breite in mm	25
Tiefe in mm	105
Gewicht in kg	0,044
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00007812
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010101
Basis UDI	42501088110HS
UDI-DI	04250108807025
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com