

Produktinformationen

aluderm® elastisch 5 m x 8 cm - gerollt

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster - gerollt. 5 m-Pflasterstreifen am Stück, aufgerollt, unversiegelt. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.



Artikel-Nr.	1009190
GTIN	4250108808794
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	5000
Breite in mm	3
Tiefe in mm	80
Gewicht in kg	0,114
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00007841
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010101
Basis UDI	42501088113HY
UDI-DI	04250108808794
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com