

Produktinformationen

aluderm®-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10 x 6 cm

aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set nach DIN für Verbandkasten nach DIN 13164, 13157 und 13169. 12 Stück à 10 x 6 cm, elastisch, Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.



| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1009196 |
| GTIN | 4250108806257 |
| Zolltarif-Nr. | 30051000 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 34030301 |
| eclass 5 | 34030101 |
| Höhe in mm | 100 |
| Breite in mm | 5 |
| Tiefe in mm | 150 |
| Gewicht in kg | 0,03 |
| Norm | DIN 13019 |
| Farbe | weiß |
| Material | |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ohne |

| | |
|-----------------------|--|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Klasse I |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | M04010101 |
| Basis UDI | 42501088110HS |
| UDI-DI | 04250108806257 |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |
| Hersteller | W.Söhngen GmbH |
| Hersteller Website | www.soehngen.com |
| Hersteller Kontakt | info@soehngen.com |