

Produktinformationen

aluderm® Pflasterspender DETECTABLE gefüllt

Detectable Pflaster sind für alle Tätigkeitsbereiche, in denen mit Nahrungsmitteln umgegangen wird. Schnell visuell erkennbare, blaue Einfärbung, durch eingearbeiteten Metallstreifen mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar. Detectable Pflasterwundverbände sind hypoallergen und atmungsaktiv, der Acrylatkleber ist besonders hautverträglich und klebt zuverlässig. Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingeschleiert. Stets griffbereit und übersichtlich im leuchtgelben Pflasterspender aus ABS-Kunststoff mit praktischer Wandhalterung. Inhalt 130 auffallend blaue detectable Pflasterwundverbände in fünf verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten: - Detectable Strips 2,0 x 7,2 cm (Set mit 40 Stück) - Detectable Strips 2,5 x 7,2 cm (Set mit 40 Stück) - Detectable Fingerkuppenverbände (Set mit 20 Stück) - Detectable Fingergelenkverbände (Set mit 20 Stück) - Detectable Fingerverbände 18 x 2 cm (Set mit 10 Stück)



Artikel-Nr.	1009981
GTIN	4250108807414
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	160
Breite in mm	152
Tiefe in mm	57
Gewicht in kg	0,324
Norm	
Farbe	gelb
Material	ABS-Kunststoff
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ja

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com