

Produktinformationen

Pflasterverband detectable 5 m x 8 cm

Zur teilweisen Entnahme und zum Abschneiden nach Bedarf. - 5 m x 8 cm Detectable Pflaster von SÖHNGEN® dienen der Abdeckung kleinerer Hautverletzungen, wenn eine Fremdkörperüberwachung (z.B. in der Nahrungsmittelindustrie) notwendig ist. Die blaue Einfärbung der Pflaster sorgt für die visuelle Erkennbarkeit. Durch Verwendung eines Aluminiumstreifens unter dem Wundkissen sind die Pflaster mit allen herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar. Vorteile der SÖHNGEN® Detectable Pflaster: - Visuelle Erkennbarkeit durch blaue Einfärbung der Pflaster - Einfache und zuverlässige Auffindbarkeit mit Metalldetektoren, dank eines Aluminiumstreifens unter dem Wundkissen - Besonders hautverträglicher Acrylatkleber, klebt zuverlässig fest - Wasserfest, hypoallergen und atmungsaktiv

Artikel-Nr.	1009990
GTIN	4250108821373
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,114
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß / blau
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010102
Basis UDI	42501088116J6
UDI-DI	04250108821373
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com