

Produktinformationen

Pflasterverband detectable 5 m x 6 cm

Zur teilweisen Entnahme und zum Abschneiden nach Bedarf. - 5 m x 6 cm Detectable Pflaster von SÖHNGEN® dienen der Abdeckung kleinerer Hautverletzungen, wenn eine Fremdkörperüberwachung (z.B. in der Nahrungsmittelindustrie) notwendig ist. Die blaue Einfärbung der Pflaster sorgt für die visuelle Erkennbarkeit. Durch Verwendung eines Aluminiumstreifens unter dem Wundkissen sind die Pflaster mit allen herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar. Vorteile der SÖHNGEN® Detectable Pflaster: - Visuelle Erkennbarkeit durch blaue Einfärbung der Pflaster - Einfache und zuverlässige Auffindbarkeit mit Metalldetektoren, dank eines Aluminiumstreifens unter dem Wundkissen - Besonders hautverträglicher Acrylatkleber, klebt zuverlässig fest - Wasserfest, hypoallergen und atmungsaktiv



| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1009998 |
| GTIN | 4250108821380 |
| Zolltarif-Nr. | 30051000 |
| Herkunftsland | DE-HE |
| eclass 4 | 34030301 |
| eclass 5 | 34030101 |
| Höhe in mm | |
| Breite in mm | |
| Tiefe in mm | |
| Gewicht in kg | 0,09 |
| Norm | DIN 13019 |
| Farbe | weiß / blau |
| Material | |
| Wasserfest | |
| Abschließbar | nein |
| Spritzwassergeschützt | |
| Wandhalterung | ohne |

| | |
|-----------------------|--|
| Arzneimittel | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Klasse I |
| Biozid | nein |
| PSA | |
| PZN | |
| BfArM Zul-Nr. | |
| BAuA Reg-Nr. | |
| EMDN | M04010102 |
| Basis UDI | 42501088116J6 |
| UDI-DI | 04250108821380 |
| UN-Nr. | |
| O2 in Liter | 0 |
| Hersteller | W.Söhngen GmbH |
| Hersteller Website | www.soehngen.com |
| Hersteller Kontakt | info@soehngen.com |