

Produktinformationen

Infekt-Set

Infekt-Set. Umfassender persönlicher Infektionsschutz von Ersthelfern und Unfallbeteiligten bei allen Sofortmaßnahmen am Unfallort. Gerade bei Ersthelferkontakt bestehen die größten Infektionsgefahren durch Speichelübertragung oder Kontamination mit Blut oder Erbrochenem. Infekt-Set sollte in keiner Erste-Hilfe-Ausstattung fehlen und gehört in jeden Verbandkasten. Es enthält ein Air-Vita® Bi-Protect Atemspendegerät, Händedesinfektionsmittel, Beutel mit Einmalhandschuhen, Vlies-Reinigungstücher, Abfallbeutel. Praktische Reißverschluss tasche aus beschichtetem Nylongewebe, Taschengröße 240 x 170 mm, orange. Robust, leicht, weich, geschmeidig, wenig Platzbedarf. Beschriftung und Motiv im Siebdruck.



Artikel-Nr.	1010075
GTIN	4250108805823
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	240
Breite in mm	170
Tiefe in mm	60
Gewicht in kg	0,236
Norm	
Farbe	orange
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Enthält Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	1987
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhnngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com