

## Produktinformationen

### Thermo-Kalt-Warm-Kompresse groß ca. 15 x 28 cm

Thermo-Kalt/Warm-Kompresse. Dauerkompresse, gut anmodellierbar, bis -30°C flexibel. Im Gefrierfach vorkühlen, im Wasserbad (bis +60°C) vorheizen.



Artikel-Nr.	1012040
GTIN	4250108806585
Zolltarif-Nr.	38249993
Herkunftsland	DE-NW
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	150
Breite in mm	280
Tiefe in mm	30
Gewicht in kg	0,506
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M9001
Basis UDI	42501088121HX
UDI-DI	04250108806585
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhnngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com